

PROSOL 18-30-35-40 è un profilo adesivo in ottone che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini pavimentazioni adiacenti che si trovano allo stesso livello e di proteggerne i bordi. **PROSOL 18-30-35-40** in ottone lucido è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

PROSOL 18-30-35-40

OTTONE LUCIDO CON ADESIVO CON FILM DI PROTEZIONE

profili coprisoglia - coprigiunti



OTTONE LUCIDO con adesivo thermo packed
lung. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml (L 35/40mm - 54 ml)

Articolo	Largh. - Spess.	€/ml	€/Pz
PLSOL 18A	18 mm - 10/10		
PLSOL 30A	30 mm - 10/10		
PLSOL 35A	35 mm - 10/10		
PLSOL 40A	40 mm - 10/10		

OTTONE LUCIDO con adesivo thermo packed
lung. barre 0,83 ml - conf. 20 PZ

Articolo	Largh. - Spess.	€/Pz
PLSOL 308AS	30 mm - 10/10	
PLSOL 358AS	35 mm - 10/10	

OTTONE LUCIDO con adesivo thermo packed
lung. barre 0,83 ml - conf. 20 PZ

Articolo	Largh. - Spess.	€/Pz
PLSOL 308A	30 mm - 10/10	

A richiesta lung. 0,73 o 0,63 ml (quantità e prezzi da concordare).
Tempi di produzione 4/5 settimane.

OTTONE LUCIDO con adesivo thermo packed
lung. barre 0,90 ml - conf. 20 PZ

Articolo	Largh. - Spess.	€/Pz
PLSOL 189A	10 mm - 10/10	

OTTONE LUCIDO con adesivo thermo packed
lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ

Articolo	Largh. - Spess.	€/Pz
PLSOL 309A	30 mm - 10/10	
PLSOL 359A	35 mm - 10/10	
PLSOL 409A	40 mm - 10/10	

OTTONE LUCIDO con adesivo thermo packed
lung. barre 1,03 ml - conf. 20 PZ

Articolo	Largh. - Spess.	€/Pz
PLSOL 3010A	30 mm - 10/10	

OTTONE LUCIDO con adesivo thermo packed
lung. barre 1,66 ml - conf. 20 PZ

Articolo	Largh. - Spess.	€/Pz
PLSOL 3016A	30 mm - 10/10	

OTTONE LUCIDO con adesivo thermo packed
lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ

Articolo	Largh. - Spess.	€/Pz
PLSOL 309AS	30 mm - 10/10	
PLSOL 359AS	35 mm - 10/10	
PLSOL 409AS	40 mm - 10/10	

OTTONE LUCIDO con adesivo thermo packed
lung. barre 1,03 ml - conf. 20 PZ

Articolo	Largh. - Spess.	€/Pz
PLSOL 3010AS	30 mm - 10/10	
PLSOL 3510AS	35 mm - 10/10	

OTTONE LUCIDO con adesivo thermo packed
lung. barre 1,66 ml - conf. 20 PZ


Articolo	Largh. - Spess.	€/Pz
PLSOL 3016AS	30 mm - 10/10	
PLSOL 3516AS	35 mm - 10/10	
PLSOL 4016AS	40 mm - 10/10	

GAMMA COLORI



OL - Ottone lucido

PLSOL 18A/189A
scala 1:1



PLSOL 30A/308A/309A/3010A/3016A/308AS/309AS/3010AS/3016AS
scala 1:1




PLSOL 35A/359A/358AS/359AS/3510AS/3516AS
scala 1:1



PLSOL 40S/409S/409SS/416SS
scala 1:1



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Scegliere "PROSOL 18-30-35-40" in funzione della larghezza desiderata. 2. Tagliare "PROSOL 18-30-35-40" alla lunghezza desiderata. 3. Pulire accuratamente il supporto da residui di oli, grassi e sporczia in generale. 4. superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva e premere il profilo in posizione esercitando una corretta pressione senza batterlo.

* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare

Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.